

Sædcellevennlig personlig glidekrem – sikker for alle par som gjerne vil være gravide

- Klinisk testet
- pH balanceret
- Parabenfri & glykolfri



INNHold

8 Ferdigfylde (5 ml) applikatorer

+ Bruksanvisning

FertilSafe PLUS®

FertilSafe PLUS har med ekspertis formulerets for å etterligne de naturlige smøringsvæsker som sædcellene skal ta seg igjennom for å befrukte ett egg, og det gir på samme gang en øket komfort under samleiet, når man prøver på å bli gravid.

FertilSafe PLUS er klinisk testet for å vise at det ikke skader, eller skaper en barriere for sædcellene, så som mange standardglidekremer gjør. FertilSafe PLUS lever opp til de strenge testkravene for pH og konsistens for at beskytte sædcellenes naturlige sikkerhet, motilitet og levedyktighet.

INGREDIENSER

Vann, hydroxyetylcellulose, fenyloxyetanol, Salt fra Dødehavet, etylhexylglycerin, magnesiumklorid.

VIGTIGT

- Ikke bruk de forutfylde appliktorene for engangsbruk hvis 'vri av' tappen er skadet/avbrutt.
- Kun for engangsbruk – oppbevar ikke etter åpnet, og gjenbruk ikke heller.
- Oppbevares i stuetemperatur (4-30°C).
- Oppbevares utenfor barns rekkevidde.
- Skal ikke brukes etter utløpsdatoen – se pakken.

VARSEL

- FertilSafe PLUS er ikke et prevensjonsmiddel. Det skader ikke sædceller, og svekker heller ikke deres funksjon.
- Hvis du opplever irritasjon; slutt med bruken omgående, og ta kontakt med din lege hvis problemet vedvarer.
- Ikke bruk FertilSafe PLUS hvis du har en pågående vaginal infeksjon.
- Hvis du for nylig har gjennomgått en vaginal operasjon, bør du høre med legen din før bruk.
- Skal kun brukes i følge anvisningene.

HVORDAN DU BRUKER FertilSafe PLUS

Administrer FertilSafe PLUS ca 15 minutter før samleie, så at glidekremen når å spredde. Kan brukes daglig.

Ved bruk av ferdigfylte applikatorer for engangsbruk (5ml)

1. Hold den smale delen av applikatoren oppover, og vri av enden, og kast den.
2. Før sakte inn den smale delen av applikatoren i vaginaen. Dette kan gjøres liggende, sittende (f.eks. på toaletten) eller stående.
3. Trykk sammen applikatorenden flere ganger for å frigjøre FertilSafe PLUS til vaginaen.
4. Fortsett med å holde applikatorenden sammentrykket mens den forsiktig tas ut fra vaginaen.
5. Etter bruken kastes applikatoren.