

clearblue

DIGITAL GRAVIDITESTEST

med **UNDFANGELSESIKATOR**
Viser, hvornår du blev gravid

- ✓ Hvis du foretager testen fra første forventede menstruationsdato, kan du uanset tidspunktet på dagen finde ud af, om du er gravid.
- ✓ Hvis du tester inden første forventede menstruationsdag, skal du bruge din første morgenurin.
- ✓ For at opnå et nøjagtigt resultat skal du bruge din første morgenurin.
- ✓ Undgå at indtage for meget væske, inden du tester.

Læs denne brochure omhyggeligt, inden du foretager en test.

TRIN 1 Gennemfør testen

Tag teststaven ud af emballagen, og fjern den blå hætte, når du er klar til at foretage testen. Brug teststaven med det samme.

DU KAN ENTEN

Teste i urinstrålen

- Anbring den absorberende del i urinstrålen, så den peger nedad, men **kun i 5 sekunder**.
- Pas på, at resten af teststaven ikke bliver våd.
- Anbring teststaven på et fladt underlag. Sæt eventuelt hæften på først.

5 SECONDS



ELLER

Opsamlе urinen i en ren, tør beholder

- Anbring den absorberende del i urinen, så den peger nedad som vist, men **kun i 20 sekunder**.
- Anbring teststaven på et fladt underlag. Sæt eventuelt hæften på først.

20 SECONDS



Hold **aldrig** teststaven, så den absorberende del peger opad.



TRIN 2 Vent...

- Symbolet for vent blinker for at vise, at testen er i gang.



- Testresultatet vises, når symbolet for vent holder op med at blinke. Se spørgsmål 6 under Spørgsmål og svar, hvis symbolet for vent ikke vises, når du har foretaget testen.

TRIN 3 Aflæs resultatet

- Resultatet vises på displayet i løbet af **3 minutter**.
- Resultatet "Gravid" vises på displayet, **inden** befrugtningstidspunktet vises. **Vent**. Befrugtningstidspunktet vises, når symbolet for vent holder op med at blinke. Det kan tage op til 3 minutter.
- I nogle tilfælde vises resultatet i løbet af blot 1 minut.
- Resultatet bliver stående på displayet i ca. 24 timer.
- Hvis resultatet er "Gravid", bør du kontakte din læge, som kan fortælle dig, hvad der videre skal ske. Lægen beregner din graviditetstermin på basis af første menstruationsdag i sidste menstruationsperiode. Afhængigt af længden af din menstruationscyklus vil befrugtningen være sket ca. 2 uger senere. Undfangelsesindikatoren viser det omtrentlige tidspunkt for befrugtningen.
- Undfangelsesindikatoren viser befrugtningstidspunktet med 92% nøjagtighed. Beregningen foretages på basis af indholdet af graviditetshormonet HCG (Humant Chorion Gonadotropin) i urinen. Indholdet af HCG varierer fra kvinde til kvinde, og undfangelsesindikatoren kan derfor i enkelte tilfælde give et misvisende resultat. Nøjagtigheden af resultatet "Gravid/Ikke Gravid" er over 99% ved test foretaget på eller efter første forventede menstruationsdag.

Den digitale

Clearblue-graviditetstest har en **undfangelsesindikator**, der viser, omtrent hvornår du blev gravid. Denne oplysning vises på displayet sammen med resultatet "gravid".

Sådan aflæser du resultaterne

Resultat	Tid siden befrugtningen	Sådan daterer lægen din graviditet (på basis af en 28-dages cyklus)*
Ikke Gravid	Resultatet er "Ikke Gravid" Se spørgsmål 12 under Spørgsmål og svar.	-
Gravid 1-2	Resultatet er "Gravid" og befrugtningen skete for ca. 1-2 uger siden.	3-4 uger
Gravid 2-3		4-5 uger
Gravid 3+	Resultatet er "Gravid" og befrugtningen skete for over 3 uger siden.	5+ uger

Spørgsmål og svar

Læs afsnittet med svar på spørgsmål, der ofte stilles.

Testfejl

Læs afsnittet "Testfejl", hvis du har brugt teststaven, og ingen af resultaterne på denne side vises på displayet.

*Lægen daterer svangerskabet fra første menstruationsdag i sidste menstruationsperiode, ikke fra befrugtningstidspunktet.

SPØRSMÅL OG SVAR

1. Hvordan virker Clearblue Digital Graviditetstest?

Når du er gravid, produserer kroppen hormonet hCG (humant korion-gonadotropin). Mengden hCG i kroppen øker i de første stadiene av graviditeten. **Clearblue** kan påvise små mengder av dette hormonet i urinen. (Denne testen registrerer fra 25 mIU/mL.) Basert på nivået av hCG i urinen gir **Clearblue** utfangelsesindikator en indikasjon på når utfangelsen skjedd.

2. Hvor sikker er Clearblue Digital Graviditetstest?

Laboratorietester har vist at **Clearblue Digital Graviditetstest** er like nøyaktig som de er gravid eller ikke med mer enn 99 % nøyaktighet når testen utføres fra den dagen du venter menstruasjonen. Hvis du tester for du venter menstruasjonen og får resultatet "Ikke Gravid", er det fortsatt en mulighet for at du er gravid. Se spørsmål 4.

3. Hvor sikker er Clearblue utfangelsesindikator?

Ufangelsesindikatoren angir tidspunktet for utfangelsen med 92 % nøyaktighet. Resultatet er basert på nivået av hCG i urinen. Da nivået av hCG varierer fra kvinne til kvinne, kan det skje at utfangelsesindikatoren gir misvisende resultat. Når testen utføres fra den dagen du venter menstruasjonen, er resultatet "Gravid" eller "Ikke Gravid" over 99 % sikkert.

Hvis du tar testen mer enn seks uker etter utfangelsen, kan utfangelsesindikatoren gi uventede resultater. Dette skyldes at nivået av hCG i urinen er for høyt til at testen kan vise nøyaktig hvor lang tid det har gått siden utfangelsen.

4. Når kan jeg utføre Clearblue Digital Graviditetstest?

Clearblue Digital Graviditetstest kan utføres opptil 4 dager for du venter menstruasjonen. Hvis du tester for du venter menstruasjonen og får resultatet "Ikke Gravid", er det fortsatt en mulighet for at du er gravid. Diagrammet under viser resultater fra kliniske tester med **Clearblue digital graviditetstest** utført med tidlige graviditetstestprover.

Tidlig testing

Det anbefales at du utfører testen med **Clearblue** fra den dagen du venter menstruasjon. Graviditetshormonet øker imidlertid raskt i de tidlige stadiene av graviditeten, og **Clearblue** kan brukes for å utføre tester opptil 4 dager for du venter menstruasjonen. I kliniske tester utført med tidlige prøver ga **Clearblue Digital Graviditetstest** følgende resultater:

Antall dager før menstruasjonen er ventet	% prøver som ga resultatet "Gravid" hos gravide kvinner
-1	98 %
-2	97 %
-3	86 %
-4	55 %

Se spørsmål 12 hvis resultatet er "Ikke Gravid", men du fortsatt tror du kan være gravid.

For å finne ut når menstruasjonen er ventet beregner du lengden på din vanlige syklus ved å telle antall dager fra den første dagen i menstruasjonen til dagen for din neste menstruasjon starter.

- Hvis du har uregelmessige sykler, bør du ta utgangspunkt i den lengste syklusen du har hatt de siste månedene for testen utføres.
- Hvis du ikke vet når du skal ha menstruasjonen, anbefaler vi at du utfører testen tidligst 19 dager etter at du sist hadde samleie uten prevensjon.

5. Kan medisiner eller sykdom påvirke resultatet?

- Hvis du tar medisiner, må du alltid lese produsentens instruksjoner for du utfører testen.
- Hormonpreparater som inneholder hCG, kan gi misvisende resultater (disse hormonpreparatene gis vanligvis som injeksjoner, og hvis du tar testen for tidlig etter en slik injeksjon, kan resultatet feilaktig bli "Gravid").
- Andre hormonbehandling (som klomifenstrat), smertestillende og hormonell prevensjon (for eksempel p-piller) påvirker normalt ikke resultatet.
- Hvis du nylig har sluttet med hormonell prevensjon eller bruker hormonpreparater som for eksempel klomifenstrat, kan du ha uregelmessig menstruasjon og dermed ta testen for tidlig.
- Hvis du nylig har vært gravid (selv om graviditeten ble avbrutt), kan resultatet feilaktig bli "Gravid".
- I tiden rundt menopause kan du få et feilaktig positivt resultat selv om du ikke er gravid. I en studie der perimenopausale og menopausale kvinner som ikke var gravide, tok forskjellige **Clearblue**-tester, var i gjennomsnitt 0,2 % av resultatene positive, med en variasjon fra 0 % til 0,5 % for ulike grupper. Alle de feilaktige resultatene gjaldt kvinner på over 50 år.
- Svangerskap utenfor livmoren og eggstokkcyster kan gi misvisende resultat.
- Ufangelsesindikatoren kan gi misvisende resultat ved flerlingsgraviditet og svangerskap utenfor livmoren.
- Naturlig svangerskapsavbrudd kan forekomme tidlig i graviditeten. Hvis du får resultatet "Gravid", kan du senere finne ut at du allikevel ikke er gravid på grunn av naturlig svangerskapsavbrudd. I slike tilfeller kan utfangelsesindikatoren gi uventet resultat.

Hvis resultatet ikke er som forventet, bør du rådføre deg med legen din.

6. Jeg har utført testen, men ventesymbolet vises aldri. Hva betyr det?

Testen virket ikke som den skulle. Kontakt **Clearblue** produktrådgivning.

7. Jeg har utført testen, men det vises ikke noe resultat i displayet. Hva betyr det?

Resultatet skal vises på displayet innen 3 minutter. Se Testfeil hvis resultatet ikke vises.

8. Testen viser at jeg er gravid. Hva bør jeg gjøre?

Hvis resultatet er "Gravid", bør du oppsøke lege for å få råd om hva du bør foreta deg videre. **Clearblue** utfangelsesindikator gir kun en indikasjon for når utfangelsen skjedde. Legen vil beregne hvor lang graviditeten er kommet, basert på den første dagen i din siste menstruasjon. Utfangelsen skjer om lag 2 uker etter dette.

9. Testen viser at jeg er gravid, men jeg tror ikke utfangelsesindikatoren viser riktig tidspunkt. Er det mulig?

Ufangelsesindikatoren er 92 % nøyaktig når du bruker den første urin. Enkelte medisiner eller medisinske tilstander kan påvirke resultatet. Se spørsmål 5.

10. Jeg tok testen i går, og resultatet var "Gravid". Da

jeg tok testen på nytt i dag, var antallet uker siden utfangelsen redusert ifølge Clearblue utfangelsesindikator. Hva bør jeg gjøre?

Nivået av hCG varierer mens det stiger, og **Clearblue** utfangelsesindikator kan derfor gi uventede resultater hvis du utfører testen to dager etter hverandre. Ta en ny test om 5 dager, og se spørsmål 11 hvis utfangelsesindikatoren fortsatt viser et lavere antall dager siden utfangelsen.

11. Jeg tok testen for en uke siden, og resultatet var "Gravid". Da jeg nå tok testen på nytt, var antallet uker siden utfangelsen redusert ifølge Clearblue utfangelsesindikator. Hva bør jeg gjøre?

Hvis du utførte testen i henhold til instruksjonene og brukte dagens første urin begge gangene, men utfangelsesindikatoren viste uventede resultater, bør du oppsøke legen din.

12. Testen viser at jeg ikke er gravid. Hva bør jeg gjøre?

Det kan være at du ikke er gravid, eller at nivået av graviditetshormonet ikke er høyt nok til å påvises, eller at du har feilberegnet når menstruasjonen skal begynne.

- Hvis du har utført testen tidlig, tar du en ny test når menstruasjonen skulle begynne.
- Hvis menstruasjonen er forsinket, tar du en ny test om 3 dager. Oppsøk legen din hvis resultatet er "Ikke Gravid", men du fortsatt ikke har fått menstruasjonen.

TESTFEIL

Bok - det har oppstått en feil under testen. Dette kan skyldes følgende:

- Oppsugingsindelen pekte ikke nedover hele tiden, eller testpinnen lå ikke flatt etter at urinen var påført.
 - Det ble brukt for mye eller for lite urin.
- Utfør testen igjen med en ny testpinne, og følg instruksjonene nøye.

Blank - Kontakt **Clearblue** produktrådgivning hvis det ikke vises noe i displayet etter at du har utført testen.

SLIK KASTER DU TESTEN ETTER BRUK

- Fjern batteriet for du kaster testpinnen. Stikk en mynt inn i sporet i enden, og vri opp baksiden av testpinnen.
- Fjern batteriet og kast det i henhold til gjeldende retningslinjer for gjenvinning. Advarsel: Batteriet må ikke demonteres, lades opp på nytt eller brennes. Må ikke svelges. Oppbevares utlignelig for barn.
- Kast resten av testpinnen i henhold til gjeldende retningslinjer for gjenvinning av elektrisk utstyr.
- Elektrisk utstyr må ikke brennes.



CE
0843

Denne enheten oppfyller kravene for elektromagnetisk stråling i EN61326. Den elektromagnetiske strålingen er derfor lav. Påvirkning fra annet elektronisk utstyr er lite sannsynlig. Testen bør ikke brukes i umiddelbar nærhet av kilder med sterk elektromagnetisk stråling, som for eksempel mobiltelefoner, da disse kan forhinne testen fra å virke som den skal. For å unngå elektrostatiske utladning bør ikke testen brukes i svært tørre omgivelser, spesielt ikke der det finnes syntetiske materialer.

Graviditetstest for hjemmbruk. Skal kun benyttes én gang. Kun til in vitro-diagnose. Ikke til in vivo bruk. Oppbevares utlignelig for barn. Oppbevares mellom 2 °C og 30 °C. Oppbevares i romtemperatur i 30 minutter for bruk dersom den har ligget kjølig. Må ikke brukes dersom folien rundt testpinnen er skadet. Må ikke brukes etter utløpsdatoen for testpinnen. Dette produktet inneholder et batteri. Etter bruk skal batteriet kastes i henhold til lokale bestemmelser. Disse instruksjonene gjelder for modellnummer 790035.

Clearblue. Produktrådgivning.

800 10 218

Samtalen er gratis

Du bør ha pakken for hånden slik at du kan oppgi produktionsnummeret [TOT].

Samtalen kan bli tatt opp i kvalitets sikringsøyemed.

For ytterligere informasjon og generelle råd om graviditetstest, kan du besøke vår hjemmeside:

www.Clearblue.info

© 2008 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH.

Fremsatt for: SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH,
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Sveits.

Clearblue er et varemerke.

Markedetsfører av Procter & Gamble Norway A/S,

Postboks 6350 Etterstad, N-0604 Oslo.